

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

CE
0197

EN	ENGLISH	English	DENTAL BONDING AGENT
FR	FRANÇAIS	French	AGENT DE LIAISON DENTAIRE
ES	ESPAÑOL	Spanish	AGENTE DE ADHESIÓN DE USO DENTAL
IT	ITALIANO	Italian	AGENTE DI ADESIONE DENTALE
NL	NEDERLANDS	Dutch	DENTALE BONDING
DE	DEUTSCH	German	Dentaler Haftvermittler
SV	SVENSKA	Swedish	DENTALT BONDINGSMATERIAL
NO	NORSK	Norwegian	DENTALT BINDINGSMIDDEL
FI	SUOMI	Finnish	HAMPAAN SIDOSAINE
DA	DANSK	Danish	DENTALT BONDINGMATERIALE
PT	PORTUGUÊS	Portuguese	AGENTE DE ADESÃO DENTÁRIO
EL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Greek	ΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
TR	TÜRKÇE	Turkish	DENTAL BONDING AJAN
PL	POLSKI	Polish	STOMATOLOGICZNY SYSTEM WIĄŻĄCY
RO	ROMÂNĂ	Romanian	AGENT DENTAR ADEZIV
HR	HRVATSKI	Croatian	DENTALNI ADHEZIV
HU	MAGYAR	Hungarian	FOGÁSZATI KÖTŐANYAG
SL	SLOVENŠČINA	Slovenian	DENTALNO VEZIVNO SREDSTVO
CS	ČESKY	Czech	DENTÁLNÍ POJIVO
SK	SLOVENSKY	Slovak	DENTÁLNE TMELIACE ČINIDLO
BG	БЪЛГАРСКИ	Bulgarian	СТОМАТОЛОГИЧЕН БОНДИНГ АГЕНТ
UK	УКРАЇНСЬКА	Ukrainian	СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АДГЕЗИВ
ET	EESTI	Estonian	DENTAALNE ADHESIIV
LV	LATVIEŠU	Latvian	ZOBĀRSTNIECĪBAS SAISTVIELA
LT	LIETUVIŠKAI	Lithuanian	ODONTOLOGINIS RIŠIKLIS



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem, The Netherlands




Kuraray Europe GmbH (EU Importer)

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835
URL:<https://www.kuraraynoritake.eu>



1562R768R

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



I. ÚVOD

Souprava „CLEARFIL Universal Bond Quick“ sestává z těchto součástí: BOND a K-ETCHANT Syringe. BOND je světlem vytvrzované pojivo, které umožňuje ošetřovat dentin, sklovinu a protetické materiály. Podle indikace se BOND používá v postupu self-etching nebo společně s přípravkem K-ETCHANT Syringe pro selektivní leptání skloviny nebo pro postup total-etching. Pojivo BOND je určeno na přímé i nepřímé náhrady.

Činidlo „CLEARFIL DC Activator“ aktivuje duální vytvrzovací mechanismus přípravku BOND; při použití s přípravky „CLEARFIL DC CORE PLUS“ nebo „PANAVIA SA Cement Plus“ není ale přidání činidla „CLEARFIL DC Activator“ k adhezivě nutné. BOND se dodává v „Bottle“ (láhvi) nebo jako „Unit Dose“ (jednotková dávka). K-ETCHANT Syringe je leptací gel, který se skládá z 35% vodného roztoku kyseliny fosforečné a z koloidní křemelině. Obecným klinickým přínosem přípravku CLEARFIL Universal Bond Quick je obnovení funkce zubu pro následující INDIKACE PRO POUŽITÍ.

II. INDIKACE PRO POUŽITÍ

„CLEARFIL Universal Bond Quick“ je indikován pro následující použití:

- 1] Přímé náhrady za použití světlem vytvrzované kompozitní pryskyřice
- 2] Uzavírání kavit jako předběžné ošetření při nepřímých náhradách
- 3] Ošetřování obnažených povrchů kořenů
- 4] Ošetřování hypersenzitivních zubů
- 5] Intraorální oprava zlomených náhrad
- 6] Upevňování čepů a konstrukce základů (jádra)
- 7] Upevňování nepřímých náhrad

III. KONTRAINDIKACE

Pacienti s anamnézou citlivosti na monomerní metakryláty a na tento produkt.

IV. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1] Ústní sliznice může při kontaktu s přípravkem BOND v důsledku koagulace proteinů zbledat. Je to obvykle přechodný jev, který během několika málo dní zmizí. Upozorněte pacienta, aby dal při čištění těchto částí pozor na podráždění.
- 2] K-ETCHANT Syringe může svým chemickým složením způsobit záněty nebo eroze.

V. NEKOMPATIBILITY

- 1] Na ochranu pulpy nebo při provizorním uzavření nepoužívejte žádný materiál obsahující eugenol, mohl by zpomalit vytvrzování.
- 2] Nepoužívejte žádná hemostatika obsahující železitě sloučeniny, mohla by negativně ovlivnit adhezi a zbytkové železitě ionty by mohly způsobit zbarvení na okrajích zubu nebo okolní dásně.
- 3] Při použití hemostatik obsahujících chlorid hliníty je nutno minimalizovat množství; dbejte na to, aby se materiál nedostal do kontaktu s adhezivní plochou, mohl by se oslabit spoj se strukturou zubu.

VI. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Bezpečnostní pokyny

1. Tento produkt obsahuje látky, které mohou vyvolat alergické reakce. U pacientů s citlivostí na monomery metakrylátů nebo jiné složky produkt nepoužívejte.
2. Pokud se u pacientů projeví reakce z přecitlivělosti, jako např. vyrážka, ekzém, zánětlivé projevy, vředy, otoky, svědění nebo necitlivost, přestaňte produkt používat, odstraňte ho a poradte se s lékařem.
3. Dbejte na to, aby se produkt nedostal do kontaktu s pokožkou a nezasáhl oči pacienta. Než začnete produkt používat, přikryjte pacientovi oči ručnícem, aby byl chráněn, kdyby materiál náhodou vystříkl.
4. Pokud se produkt dostane do kontaktu s lidskou tkání, je nutno podniknout následující opatření:
 - >Pokud se produkt dostane do oka-> Okamžitě oko vypláchněte velkým množstvím vody a poradte se s lékařem.
 - >Pokud se produkt dostane do kontaktu s pokožkou nebo ústní sliznicí-> Oblast okamžitě otřete vatovým nebo mulyovým tampónem smočeným v alkoholu a opláchněte velkým množstvím vody.
5. Dávejte pozor, aby pacient nedopatřením produkt nespolkli.
6. Během vytvrzování prostředku BOND se neďivejte do polymerizačního světla.
7. Abyste předešli křížové kontaminaci, nepoužívejte též BOND nadávkovany do dávkovací jamky, Unit Dose ani aplikační kartáček u různých pacientů. Unit Dose a aplikační kartáčky jsou určeny pouze k jednorázovému použití; po použití je zlikvidujte. Také špička jehly je určena pouze k jednorázovému použití. Nepoužívejte ji opakovaně, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Po použití ji zlikvidujte.
8. Používejte rukavice nebo jiná vhodná opatření k ochraně před alergickými reakcemi, které by mohly nastat v důsledku kontaktu s monomery metakrylátů nebo jinými složkami produktu.
9. Pokud se nástroje související s tímto produktem poškodí, buďte opatrní, chraňte se
10. Zlikvidujte tento produkt jako lékařský odpad, abyste předešli infekci. Aby nedošlo ke zranění, nasaďte na jehlu před likvidací uzávěr.
11. Pokud se u provizorní výplně / provizorního cementu jedná o materiál na kompozitní bázi, který se nanáší uzavřením s BONDem nebo nanášením kompozitu na povrch kavity, použijte dentální dělicí materiál podle návodu výrobce, abyste zabránili přilepení provizorního materiálu k povrchu.

2. Preventivní bezpečnostní opatření při použití a zpracování

[Všeobecná preventivní bezpečnostní opatření]

1. Tento produkt se smí používat pouze pro ty účely, které jsou uvedeny v části [II. INDIKACE PRO POUŽITÍ].
2. S produktem smějí pracovat výhradně zubní lékaři.

3. V kavitách v blízkosti pulpy nebo při náhodném obnažení pulpy používejte na pulpu překryvací prostředek.

[BOND]

1. BOND obsahuje etanol, což je hořlavina. Nepoužívejte jej v blízkosti otevřeného ohně.
2. Abyste předešli nedostatečné funkčnosti nebo špatným zpracovacím vlastnostem materiálu, dodržujte uvedenou dobu vytvrzování světlem a další zpracovací podmínky.
3. Abyste při bondingu předešli problémům, kavitu dostatečně vyčistěte. Pokud je adhezivní plocha znečištěna slinami nebo krví, důkladně ji před bondingem omýjte a osušte.
4. **Bottle:** Aby materiál nebyl vystaven provoznímu nebo okolnímu světlu, použijte stínicí desku, a po nadávkování nebo smísení materiál spotřebujte během zpracovací doby uvedené níže.

Materiál	Čas zpracování
BOND	7 minut
BOND + CLEARFIL DC Activator	90 sekund

Při odpařování ethanolu z přípravku BOND se zvyšuje viskozita materiálu, takže se obtížněji nanáší.

Unit Dose: BOND naneste pomocí aplikačního kartáčku bezprostředně potom, co odklopíte uzavírací víčko nádobky.

5. Při nanášení přípravku BOND vtíravým pohybem na adhezivní plochu vyjměte zdroj světla z úst nebo světlo vypněte, abyste nanášený BOND nevystavovali provoznímu světlu. Po nanesení také BOND osušte dostatečně mírným proudem vzduchu tak dlouho, dokud se BOND nepřestane pohybovat.
6. BOND obsahuje ethanol a vodu. „CLEARFIL DC Activator“ obsahuje ethanol. Proto celou adhezivní plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se preparace BOND nebo směs přípravku BOND a „CLEARFIL DC Activator“ nepřestane pohybovat; jinak by se snížila přilnavost. K dostatečnému usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti kavity a protězy. Aby se BOND nebo směs nerozptylovala, použijte odsávání.
7. Pokud je ošetřovaný povrch znečištěný, omýjte ho vodou, osušte nebo ho vyčistěte alkoholem a opět ošetřete přípravkem BOND.
8. **Bottle:** Nemíchejte BOND s jinými pojivy (s výjimkou „CLEARFIL DC Activator“).
- Unit Dose:** Nemíchejte BOND s jinými pojivy. S ohledem na design nádobky použijte Unit Dose ve spojení s prostředkem „CLEARFIL DC Activator“.
9. **Unit Dose:** Při nastavbě nebo cementaci pahýlu použijte BOND výlučně s přípravkem „CLEARFIL DC CORE PLUS“ nebo „PANAVIA SA CEMENT Plus“.
10. **Bottle:** Směs přípravku BOND a „CLEARFIL DC Activator“ světlem vytvrďte, jinak se drasticky zkrátí zpracovací doba.
11. **Bottle:** Nádobu je nutno okamžitě po použití pevně uzavřít, aby se snížilo odpařování těkavých rozpuštědel (ethanol obsažený v přípravku BOND). Pokud tekutina z trysky nevytéká snadno, nevytlačujte BOND z uzavřené nádobky násilím.
12. **Bottle:** Když se BOND po delší dobu nepoužívá, může se stát, že nebude snadno vytékat; před použitím nádobku lehce protřepajte.

[K-ETCHANT Syringe]

1. Pozor na potřísnění slinami nebo krví. Pokud je ošetřovaná plocha znečištěna, ošetřete ji znovu.
2. Dbejte na to, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Injekční stříkačku před použitím a po něm dezinfikujte otlíčením obvazovou vatou s alkoholem. Proti znečištění slinami nebo krví zavřete injekční stříkačku jednorázovou krytkou.
3. Pokud produkt ulpí na oblečení, vodou jej smyjte.
4. Sejměte po každém použití jehlu ze stříkačky a stříkačku opět okamžitě krytkou těsně uzavřete.
5. Leptání vitálního dentinu může vést k pooperační citlivosti.

[Polymerizační přístroj]

1. Nízká intenzita světla způsobuje špatnou přilnavost. Zkontrolujte provozní dobu lampy a případně znečištění výstupního otvoru polymerizační lampy. Doporučujeme intenzitu světla polymerizačního přístroje pravidelně pomocí vhodného měřiče světla kontrolovat.
2. Světlo má z polymerizačního přístroje má vystupovat nejbližší ploše s pryskyřicí a kolmo k ní. Pokud se má vytvrdit velká plocha pryskyřice, doporučujeme ji rozdělit na více částí a každou část vytvrzovat zvlášť.

3. Bezpečnostní opatření při skladování

1. Použijte produkt před uplynutím data expirace uvedeného na obalu.
2. Pokud se BOND nepoužívá, je třeba ho skladovat v chladničce (2–8 °C) a před použitím je nutno ho minimálně 15 minut temperovat na pokojovou teplotu. Zvlášť **Bottle** se musí po vyjmutí z chladničky nechat na pokojovou teplotu temperovat dostatečně dlouho, protože jinak by se mohlo nadávkovat příliš mnoho tekutiny nebo by tekutina po použití mohla vytékat.
3. Pokud se K-ETCHANT Syringe nepoužívá, musí se uchovávat při teplotě 2–25 °C.
4. Udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémního horka, přímého slunečního záření nebo ohně.
5. Produkt je nutno uchovávat tak, aby k němu měli přístup pouze oprávnění zubní lékaři a zubní technici.

VII. KOMPONENTY

Údaje o obsahu a množství najdete na obalu.

<Hlavní složky>

- 1) BOND
 - 10-metakryloyloxydecyl dihydrogenfosforečnan (5-15%)
 - bisfenol-A diglycidylmetakrylát (10-25%)
 - 2-hydroxyethylmetakrylát (2,5-10%)
 - monomery hydrofilních amidů (10-30%)
 - koloidní oxid křemičitý (3-9%)
 - silanové pojivo (< 3%)
 - fluorid sodný (< 0,1%)
 - dl-kafrochinon (< 3%)
 - etanol (10-25%)
 - voda (5-25%)
 - bisfenol(2,4,6-trimetylbenzoyl)-fosfinoxid (< 1%)
 - urychlovače (< 3%)

Jednotky v závorkách jsou hmotnostní %.

[POZNÁMKA]

Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřišly do styku se slinami nebo exudátem.

3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se BOND nepřestane pohybovat. Aby se BOND nerozptyloval, použijte odsávání. Přebytný BOND odstraňte špičkou papíru. Po setření přebytečného přípravku BOND přilnavou plochu v případě potřeby opět osušte.

[POZNÁMKA]

Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.

4. Světelným polymerizačním přístrojem BOND vytvrdíte (viz tabulka „Polymerizační přístroj a doba vytvrzování“).

C-6b. Při použití s jinými dvousložkovými nebo samovytvrdzujícími pryskyřicemi nebo dvousložkovými nebo samovytvrdzujícími pryskyřičními cementy:

1. Do jamky mísicí podložky nadávkuje po jedné kapce přípravků BOND a „CLEARFIL DC Activator“ a aplikačním kartáčkem promíchejte.

[POZOR]

K ochraně materiálu před provozním nebo okolním světlem použijte stínicí desku a do 90 vteřin od promísení materiál spotřebujte.

2. Vtíravým pohybem naneste směs aplikačním kartáčkem na celou stěnu kavity. Není zapotřebí žádná čekací doba.

[POZNÁMKA]

Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřišly do styku se slinami nebo exudátem.

3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se směs nepřestane pohybovat. Aby se směs nerozptylovala, použijte odsávání. Přebytnou směs odstraňte špičkou papíru. Po odstranění přebytečné směsi přilnavou plochu v případě potřeby opět osušte.

[POZNÁMKA]

Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.

4. Směs světelným polymerizačním přístrojem vytvrdíte (viz tabulka „Polymerizační přístroj a doba vytvrzování“).

[POZOR]

Pokud by směs v kořenovém kanálku nebyla světlem vytvrzena, doba zpracování by se drasticky zkrátila.

C-7. Umístění čepu a nastavba jádra

Uložte čep a nastavbu pahýlu pomocí přípravku „CLEARFIL DC CORE PLUS“ nebo jiného pryskyřičného materiálu podle pokynů výrobce.

D. Standardní postup IV

[7] Upevnění nepřímých náhrad

Při použití s prostředkem „PANAVIA SA Cement Plus“ není použití prostředku „CLEARFIL DC Activator“ nutné.

D-1. Předběžné ošetření povrchu kavity a pahýlu (zub, kov, kompozit)

1. Odstraňte běžným způsobem provizorní těsnicí materiál a provizorní cement; kavitu vyčistíte a přitom udržujte v suchu.
2. Protetickou náhradu zkoumte nasadíte a zkontrolujte, jestli tvaru kavity nebo čepu (zub, kov, kompozit) dobře odpovídá. Při použití pasty Try in pro kontrolu barvy postupujte podle pokynů výrobce.

D-2. Příprava povrchu protetických náhrad

Podle použité náhrady zvolte buď D-2a nebo D-2b. Postupujte podle návodu k použití materiálu náhrady. Pokud žádné specifické pokyny nejsou, doporučujeme postupovat takto:

D-2a. Pro sklokeramiku na bázi oxidu křemičitého (např. běžný porcelán, disilikát lithný)

Podle pokynů výrobce naleptejte sklokeramické povrchy kyselinou fluorovodíkovou a povrch důkladně omyjte a osušte.

D-2b. U oxidů kovů (např. zirkonoxid), kovů nebo kompozitních pryskyřic

Přilnavé plochy zdrsnete otřeskáním práškovým oxidem hlinitým (30 až 50 µm) při tlaku vzduchu 0,2–0,4 MPa (29–58 PSI/2–4 kgf/cm²). Tlak vzduchu je třeba přizpůsobit materiálu a/nebo tvaru náhrady; dbejte na to, aby nedošlo k žádnému odprýskávání. Po otřeskání očistěte náhradu 2minutovým působením ultrazvukového čistícího přístroje a nakonec osušte v proudu vzduchu.

D-3. Předběžné ošetření protetických náhrad

Podle použitého materiálu zvolte jeden z těchto dvou postupů:

D-3a. Při použití prostředku „PANAVIA SA Cement Plus“

1. Bezprostředně před nanesením vytlačte potřebné množství přípravku BOND do jamky mísicí podložky.
2. Aplikačním kartáčkem naneste BOND na celou přilnavou plochu.
3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se BOND nepřestane pohybovat. Aby se BOND nerozptyloval, použijte odsávání.

[POZNÁMKA]

- Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.
- Pro optimální účinek naneste na povrch sklokeramiky na bázi oxidu křemičitého (např. běžný porcelán, disilikát lithný) místo přípravku BOND podle pokynů výrobce silanové pojivo (např. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS).
- Na oxidy kovů nebo na kovy není třeba BOND nanášet, protože „PANAVIA SA Cement Plus“ k těmto materiálům sám silně lne.

D-3b. Při použití s jinými dvousložkovými nebo samovytvrdzujícími pryskyřičními cementy:

1. **Bottle:** Do jamky mísicí podložky nadávkuje po jedné kapce přípravků BOND a „CLEARFIL DC Activator“ a aplikačním kartáčkem promíchejte.

[POZOR]

K ochraně materiálu před provozním nebo okolním světlem použijte stínicí desku a do 90 vteřin od promísení materiál spotřebujte.

Unit Dose: Pro tento účel nelze použít.

2. Naneste směs na přilnavou plochu.

3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se směs nepřestane pohybovat. Aby se směs nerozptylovala, použijte odsávání.

[POZNÁMKA]

- Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.
- Pro optimální účinek naneste na povrch sklokeramiky na bázi oxidu křemičitého (např. běžný porcelán, disilikát lithný) místo směsi podle pokynů výrobce silanové pojivo (např. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS).

4. Směs světelným polymerizačním přístrojem vytvrdíte (viz tabulka „Polymerizační přístroj a doba vytvrzování“).

[POZOR]

Pokud by směs na přilnavé ploše nebyla světlem vytvrzena, doba zpracování by se drasticky zkrátila.

D-4. Předběžné ošetření zubu

Podle potřeby naneste K-ETCHANT Syringe. Viz část A-4.

D-5. Tmelení

Podle použitého materiálu zvolte jeden ze dvou postupů:

D-5a. Při použití prostředku „PANAVIA SA Cement Plus“

1. Bezprostředně před nanesením vytlačte do jamky mísicí podložky potřebné množství přípravku BOND.
2. Vtíravým pohybem naneste BOND aplikačním kartáčkem na celou stěnu kavity. Není zapotřebí žádná čekací doba.

[POZNÁMKA]

Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřišly do styku se slinami nebo exudátem.

3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se BOND nepřestane pohybovat. Aby se BOND nerozptyloval, použijte odsávání.

[POZNÁMKA]

Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.

D-5b. Při použití s jinými dvousložkovými nebo samovytvrdzujícími pryskyřičními cementy:

1. Do jamky mísicí podložky nadávkuje po jedné kapce přípravků BOND a „CLEARFIL DC Activator“ a aplikačním kartáčkem promíchejte.

[POZOR]

K ochraně materiálu před provozním nebo okolním světlem použijte stínicí desku a do 90 vteřin od promísení materiál spotřebujte.

2. Vtíravým pohybem směs na celou stěnu kavity aplikačním kartáčkem naneste. Není zapotřebí žádná čekací doba.

[POZNÁMKA]

Dbejte na to, aby ošetřované plochy nepřišly do styku se slinami nebo exudátem.

3. Celou adhezni plochu dostatečně osušte delším než 5vteřinovým mírným proudem vzduchu, dokud se směs nepřestane pohybovat. Aby se BOND nerozptyloval, použijte odsávání.

[POZNÁMKA]

Pro řádné usušení přizpůsobte tlak vzduchu tvaru a velikosti přilnavé plochy.

4. Směs světelným polymerizačním přístrojem vytvrdíte (viz tabulka „Polymerizační přístroj a doba vytvrzování“).

[POZOR]

Pokud by směs nebyla na přilnavé ploše světlem vytvrzena, doba zpracování by se drasticky zkrátila.

D-6. Cementování

Protetickou náhradu pomocí přípravku „PANAVIA SA Cement Plus“ nebo jiného pryskyřičného cementu podle pokynů výrobce přicementujte.

[POZNÁMKA]

Při použití metody částečného vytvrzení světlem Puls („Tack-Cure“) se doba tuhnutí přebytečného cementu zkracuje. BOND nebo směs přípravků BOND a „CLEARFIL DC Activator“ může tvrdnutí cementu světlem urychlit.

[ZÁRUKA]

Pokud bude mít kterýkoliv výrobek vadu nebo závadu, společnost Kuraray Noritake Dental Inc. jej vymění. Společnost Kuraray Noritake Dental Inc. nepřijímá odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, následné nebo speciální ztráty nebo škody, které by byly důsledkem použití výrobku příp. nemožnosti výrobek používat. Je věcí uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil jeho vhodnost pro zamýšlený účel, a nese veškerá s tím spojená rizika a odpovědnost.

[POZNÁMKA]

Pokud dojde k závažné příhodě, kdy existuje podezření, že ji způsobil tento produkt, nahlaste tuto událost níže uvedenému autorizovanému zástupci výrobce a regulačnímu orgánu v zemi, kde žije uživatel/pacient.

[POZNÁMKA]

„CLEARFIL“, „CLEARFIL MAJESTY“, „CLEARFIL ST“, „CLEARFIL DC CORE PLUS“, „PANAVIA“ a „PANAVIA SA CEMENT“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti KURARAY CO., LTD.