



LEŠTĚNÍ S

TWIST™ DIA pro kompozitní materiál

Přirozený lesk v pouhých 2 krocích



● **MEDIUM**
PŘEDLEŠTĚNÍ



● **FINE**
LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU

NEJJEDNODUŠŠÍ ZPŮSOB, JAK VYTVOŘIT PŘIROZENÝ LESK

TWIST™ DIA je určen pro všechny druhy kompozitů. Leštička "MEDIUM" na předleštění vytváří konečný tvar z jakéhokoli myslitelného úhlu. S leštičkou "FINE" na vysoký lesk můžete během několika sekund svou práci dokončit s přirozeným výsledkem ve vysokém lesku.

TWIST™ DIA je autoklávovatelný, a tudíž opakovaně použitelný. Kombinace flexibilních komponentů a diamantových částic vám při každém použití zajistí nevídaný výsledek s vysokým leskem!

BENEFITY

- Snadný postup leštění díky pouhým 2 leštičkám
 - "MEDIUM" pro vyhlazení povrchu
 - "FINE" pro vytvoření přirozeného lesku
- Sterilizovatelné a opakovaně použitelné
- Ekonomická efektivita díky vysoké životnosti a možnosti opakovaného použití
- 100% diamantová zrna uvnitř - žádné náhražky nebo levnější brusné částice.


PROHLÉDNUTÍ
IFU PRODUKTU



Okluzní




Incisální



Labiální



Bukální



Lingvální



Aproximální

DOPORUČENÉ A MAXIMÁLNÍ OTÁČKY

Doporučené otáčky: 3 000 - 8 000 ot./min. pro MEDIUM/FINE

Maximální otáčky: 20 000 ot./min.

TWIST™ DIA pro kompozitní materiál

Systém pro povrchovou úpravu a leštění kompozitů

#1201-IP 14mm introduction kit (6ks)

#1202-IP 14mm pre-polishing refill(10ks)

#1203-IP 14mm high-shine polishing refill (10ks)

#1204-IP 14mm trial (2ks)

#1211-IP 10mm introduction kit(6ks)

#1212-IP 10mm pre-polishing refill(10ks)

#1213-IP 10mm high-shine polishing refill(10ks)

#1214-IP 10mm trial (2ks)

#1221-IP Kombinovaná sada pre-polishing (10ks)

#1222-IP Kombinovaná sada high-shine polishing (10ks)

LEŠTĚNÝ ZIRKON S TWIST™ DIA

Inovativní tvar s flexibilními lešticími spirálami nabízí zubaři různé výhody pro vynikající výsledky leštění. Více informací: kuraraynoritake.eu/twist-dia

Před použitím tohoto výrobku si nezapomeňte přečíst návod k použití výrobku.

Technické údaje a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Vytřísťená barva se může mírně lišit od skutečné barvy.

Distribuuje:

Kuraray Europe GmbH, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Německo, +49 (0)69-30 535 835, dental.eu@kuraray.com, www.kuraraynoritake.eu



06/2021